



HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO BẠN GIẢI PHÁP



Trình bày:

NOEL CHUNG



WWW.VICOSCI.COM



GIỚI THIỆU

HÃY BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA BẠN VỚI ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY

VICO SCIENCE là công ty tiên phong đi đầu tại Việt Nam chuyên phân phối và cung cấp các mặt hàng thiết bị, hóa chất tinh khiết, chuẩn tham chiếu, vật tư tiêu hao và dụng cụ đáp ứng nhu cầu thí nghiệm cho toàn bộ phòng nghiên cứu khoa học trên toàn cầu.


Với đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đảm bảo trải nghiệm của bạn luôn là tốt nhất.



VICO SCIENCE X ALWSCI

ALWSCI là nhà sản xuất vật tư tiêu hao cho sắc ký và thiết bị phòng thí nghiệm uy tín hàng đầu, được biết đến với các sản phẩm đạt chất lượng cao và độ tin cậy vượt trội.

ALWSCI đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với **VICO SCIENCE**, trở thành nhà phân phối chính thức và đối tác OEM/EDM hàng đầu tại Việt Nam



SẢN PHẨM CUNG CẤP

Vật tư tiêu hao sắc ký thương hiệu **Vico Science** là cầu nối mang lại “*Chất lượng quốc tế với dịch vụ bản địa*”
Giải pháp toàn diện giúp khách hàng Việt tiếp cận công nghệ quốc tế mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt và hỗ trợ tận tâm.



LỌ THỦY TINH VÀ NẮP

Thủy tinh tiêu chuẩn chất liệu Borosilicate type I
Đa dạng nắp đóng và septa với thiết kế chính xác phù hợp.



LỌC SẮC KÝ

Đa dạng chất liệu màng, nhiều kích cỡ lọc,...
Đảm bảo tính đồng nhất, ổn định sản xuất nhiều lô.



VẬT TƯ SẮC KÝ KHÁC

Đáp ứng đủ các yêu cầu sử dụng.
Hỗ trợ thao tác trở nên dễ dàng và tiện lợi.

LỌ VÀ NẮP VIAL

Lọ sắc ký là sản phẩm chủ lực của **VICO** với kích cỡ tiêu chuẩn 1,5ml vial trắng và nâu với cổ ren (*screw thread*) và cổ trơn (*crimp thread*).

Đa dạng loại **nắp đóng** như nắp vặn (*screw top*), nắp bấm (*crimp top*).

Bên cạnh lọ và nắp, Vico còn mang đến giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng với **ống chèn vial** (*insert*).

TIÊU CHUẨN

- Thủy tinh Borosilicate type I theo tiêu chuẩn USP, EP,...
- Nắp chất liệu nhựa PP, độ kháng hóa chất cao,...
- Septa chất liệu PTFE/Silicone hỗ trợ tăng cường chống bay hơi hoặc thất thoát mẫu.





VICO VIAL&THREAD, INSERT

“THẬT ĐƠN GIẢN, THẬT CHUYÊN NGHIỆP”



WWW.VICOSCI.COM

LỌC SẮC KÝ

Việc lựa chọn đúng kích thước đầu lọc sắc ký (syringe filter) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả lọc, bảo vệ thiết bị và duy trì độ chính xác trong phân tích

Phân loại đặc điểm:

- Ưa nước (*Hydrophilic*): dễ thấm nước và dung môi phân cực - hay được gọi là **lọc dung môi** (*Acetonitrile, Methanol,...*)
- Kỵ nước (*Hydrophobic*): không hấp thụ nước và chỉ cho dung môi phân cực đi qua - sử dụng cho **dung môi hữu cơ** (*hexanes, chloroform, ether,...*)

CHỌN KÍCH CỠ ĐẦU LỌC PHÙ HỢP



VICO SYRINGE

Lựa chọn chất liệu lọc phù hợp:

- **Nylon:** bền cơ học, thông dụng
- **PVDF:** sử dụng nhiều trong sinh học
- **PTFE:** phù hợp với đa số hóa chất
- **PES:** chịu nhiệt và kháng hóa chất ăn mòn tốt
- **CA:** Tính trơ sinh học và xấp

Phân tích HPLC
thông dụng, loại bỏ
hạt lớn và trách tắc
cột

Tùy theo mục đích lọc, kích thước các thành phần mẫu cần lưu giữ và loại bỏ trong quá trình lọc sẽ chọn ra **kích cỡ lỗ lọc** (Pore size) phù hợp


Yêu cầu độ tinh khiết
mẫu thu được cao,
ứng dụng sinh học

Các kích cỡ khác tùy
nhu cầu sử dụng của
khách hàng

0.22 μm

0.45
 μm

...
 μm






VẬT TƯ SẮC KÝ KHÁC

TỐI ƯU CHO PHONG THÍ NGHIỆM CỦA BẠN

VICO cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu nhất, khiến việc sử dụng trở nên đơn giản hơn.





VICO SCIENCE TRAO CHO BẠN SỰ TIN TƯỞNG

VICO cam kết mang đến giải pháp toàn diện với chất lượng quốc tế với giá cả cạnh tranh, nguồn cung cấp ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn



Chất lượng chuẩn quốc tế



Giá cả cạnh tranh
Tối ưu chi phí



Dịch vụ cung cấp tận tâm
- Hỗ trợ nhanh chóng



Giao hàng nhanh.
nguồn cung ổn định






TỔNG KẾT

VICO SCIENCE không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ - để đáp ứng tốt hơn mọi yêu cầu khắc khe từ phòng thí nghiệm.

VICO SCIENCE cam kết mang đến sự ổn định, hỗ trợ tận tâm và chất lượng bạn có thể tin tưởng - hôm nay và trong tương lai.





CẢM ƠN

VÌ ĐÃ LẮNG NGHE



THÔNG TIN LIÊN HỆ:



+84-938-2833-96



noel@labee.vn



vicosci.com



Tòa nhà Vạn Đạt

